

## NAIS MO BA NG DAGDAG NA IMPORMASYON?

Bisitahin kami online

[regioneer.it/colon](http://regioneer.it/colon)



o tawagan kami sa aming toll-free na  
numero

**800 033 033**

bawat weekday mula 8.30am  
hanggang 6pm at tuwing Sabado mula  
8.30am hanggang 1pm.



## SIMPLE LANG ITO, LIBRE AT MAILIGTAS ANG IYONG BUHAY.

# PAANO KUMOLEKTA NG STOOL SAMPLE PARA SA OCCULT BLOOD TESTING



**1** Binigyan ka ng isang kit na naglalaman ng isang vial at plastic bag.



**2** Una, kumolekta ng stool sample sa isang malinis, at tuyong sisidlan (hal. plastik, papel o aluminum) o maglagay ng toilet paper sa toilet o bidet para mapanatili ang stool.



**3** Pagkatapos ay buksan ang vial, ingatan na hindi matapon ang laman na likido: isa itong preservative.



**4** Pagkatapos ay ipasok ang stick sa 3-4 na iba-ibang bahagi ng stool.



**5** Dapat na may maiwang kaunting stool na nakadikit sa stick.



**6** Maibabalik mo na ngayon ang stick sa vial at maingat itong isara.

**7** Pagkatapos ay dapat na ilagay ang vial sa ibinigay na bag at ilagay sa refrigerator hanggang sa isumite mo ito, na dapat ay sa loob ng tatlong araw.

- **Hindi kinakailangan na sundin ang anumang espesyal na pagkain bago kumolekta ng mga stool sample.**
- **Hindi dapat kumuha ng mga stool sample kapag may nireregla.**
- **Dapat na isumite ang sample sa mga oras at lokasyon na ipinabatid sa liham ng imbitasyon, sa loob ng maximum na 3 araw mula sa pagkolekta.**
- **Mas mainam na gamitin ang test tube sa loob ng 3 buwan ng pagka-deliver.**