

ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ?

Відвідайте наш сайт


regioneer.it/colon



або зателефонуйте нам на
безкоштовний номер

800-033-033

у будні з 8:30 до 18:00
і в суботу з 8:30 до 13:00.



**ЦЕ ПРОСТО, БЕЗКОШТОВНО
Й МОЖЕ ВРЯТУВАТИ ВАМ
ЖИТТЯ.**

ЯК ЗІБРАТИ ЗРАЗОК КАЛУ ДЛЯ АНАЛІЗУ НА ПРИХОВАНУ КРОВ



1 Вам видали набір, що складається з флакона та пластикового пакета.

2 Спочатку зберіть зразок калу в чистий, сухий контейнер (наприклад, пластиковий, паперовий або алюмінієвий) або покладіть туалетний папір в унітаз чи біде, щоб зберегти кал.

3 Потім відкрийте флакон, намагаючись не розлити рідину всередині: це консервант.

4 Потім вставте паличку в 3–4 різних місця калу.



5 На паличці має залишитися невелика кількість калу.

6 Тепер поверніть паличку у флакон і ретельно його закрийте.



7 Потім флакон слід помістити в наданий пакет і зберігати в холодильнику до моменту здачі, яка повинна відбутися протягом трьох днів.

- **Перед збором зразків калу не потрібно дотримуватися спеціальної дієти.**
- **Зразки калу не слід збирати під час менструації.**
- **Зразок необхідно здати в терміни та місця, зазначені в листі-запрошенні, протягом максимум 3 днів із моменту збору.**
- **Використовуйте пробірку бажано протягом 3 місяців після доставки.**